



**ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ШЕЙНОВО” ЕАД**

София - 1504, ул. „Шейново” № 19 , тел./факс 944 11 63

hospital@sheynovo-ag.com, www.sheynovo-ag.eu

Изх. № 729/27.04.2016 г.

ДО

ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ
КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ
МАТЕРИАЛИ“

ОТНОСНО: отправено запитване във връзка заинтересовано лице в открита процедура за
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”,
публикувана в РОП под № 00243-2016-0002

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със запитване, изпратено по електронен път от 25.04.2016 г., на основание
чл. 29, ал. 1 от ЗОП, правим следните разяснения на постъпилия въпрос както следва:

Въпрос:

„47. Посочената ширина на опаковъчното фолио за стерилизация е 355 мм.
Стандартната ширина на всички познати ни фолия на пазара е 350 мм. Предлаганата от нас
ширина е също 350 мм, като въпроса ни е дали това ще бъде повод за отстраняването ни по
тази номенклатура?

Отговор:

Съгласно техническата спецификация приложена към документацията за участие в
PDF формат, за ном. 47 е посочено: „Опаковъчно фолио за стерилизация с индикатори, на
ролка 35 см/200 м.“, съответства на посочената от Вас ширина и ще бъде приета за участие по
тази номенклатура.

Въпрос:

„49. Обозначеното прогнозно количество за биологичния индикатор за ЕО е 1. Става
въпрос за 1 бр. ампула или 1 опаковка -100 бр.?”

Отговор:

Става въпрос за 1 опаковка -100 броя;

Въпрос:

„67 и 264. В описанието са посочени биологични индикатори за пара. Какви точно са
разликите между двете номенклатурни единици – времето за разчитане на обработения
индикатор или нещо друго?”

Отговор:

Съгласно техническата спецификация приложена към документацията за участие в
PDF формат, ном. 67 е специфицирана като „Тест биологичен индикатор пара - Оп.х 100бр. -
1“, а ном. 264 е „Индикатор биологичен за пара – флакони Бр. - 200“;



**ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ШЕЙНОВО“ ЕАД**
София - 1504, ул. „Шейново“ № 19, тел./факс 944 11 63

hospital@sheynovo-ag.com, www.sheynovo-ag.eu

Въпрос:

„68. Текстилен филтър за стерилизация – моля посочете точен размер, предлагаме най-различни размери за различните типове контейнери?“

Отговор:

Текстилен филтър за стерилизация по ном. 68 е за контейнер с капак, с размери 580мм/280мм/200мм – кръгли.

Въпрос:

„265 мерната единица за химичните индикатори за пара е опаковка. Моля посочете бройките индикатори ленти в една опаковка?“

Отговор: 100 броя ленти в 1 опаковка.

Въпрос:

266. Бови Дик тестове- моля, уточнете дали става въпрос за листове, тип А4 или за еднократни тестови пакети?“

Отговор: Става въпрос за листове, тип А4.

Д-Р РАДИСЛАВ ВЕЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“
ЕАД

Изготвили:

Радост Димитрова

Елка Денчева